




El Alcomate Premium AL7000 es un alcoholímetro moderno para realizar múltiples muestreos sin necesidad de calibración. El AL7000 de Sentech ha sido diseñado para realizar pruebas de alcohol en el aliento de manera fácil, rápida y obteniendo resultados confiables al tomar en cuenta las necesidades específicas de empresas y personas sin acceso o capacidad de recalibrar y brindar servicios de mantenimiento a sus alcoholímetros.

Cambio de Sensor: El cambio de sensor es una solución ideal para todos los usuarios, especialmente clínicas, oficiales de campo, o centros de trabajo. De esta manera, siempre podrán tener su alcoholímetro listo para realizar exámenes de alcohol altamente precisos.


Sensores Pre-calibrados: Los usuarios pueden cambiar el sensor por uno ya pre-calibrado de fábrica y así eliminar el riesgo de quedarse sin su alcoholímetro mientras se le da mantenimiento.




MODO DE EMPLEO



1 Encienda el equipo.



2 Coloque la boquilla en el alcoholímetro.



3 Pida al sujeto que sople de manera constante.



4 Lea los resultados en pantalla.