

DrugCheck® Frasco

Única prueba de detección de drogas SIN PASOS



DrugCheck® Frasco es un dispositivo autónomo para colección y examen de muestras de orina.

Este producto es único por su método de detección. Dado que las tiras de detección están aseguradas en el interior del frasco hermético, las cuales trabajan por medio de capilaridad.

Menos manejos ignifica menos riesgo de contaminación o error y MENOS TIEMPO. Solo deposite la orina en el frasco y lea los resultados. No requiere llaves ni manipulaciones en el frasco.

Cuenta con una tapa de rosca la cual la hace ser muy segura, ya que las tapas de presión suelen ajustarse de manera incorrecta y esto provoca accidentes al destapar.



Resultados en
5 minutos

Nota: No interprete los resultados después de 10 minutos.

DrugCheck® puede adquirirse en diferentes combinaciones para detectar desde 4 hasta 12 drogas simultáneamente.

- Anfetaminas
- Barbitúricos
- Benzodiazepinas
- Cocaína
- Marihuana
- Metanfetaminas
- Opiáceos
- Fenciclidina

Características

DrugCheck® es ideal para propósitos de pre-empleo, post-accidente, pruebas al azar, aptitud para laborar y motivo de sospecha.

Ningún producto ofrece esta facilidad de uso y diseño sencillo. ¡Compare DrugCheck® usted mismo!. Dado su precio y eficacia comparado con el resto de las pruebas "similares", ¿porqué tendría usted que utilizar otro método?.

Una vez que se ponga el sello de seguridad en el DrugCheck® frasco, las muestras positivas quedan listas para enviarse al laboratorio de confirmación. ¡Así los procesos de custodia son simplificados!

Al realizar la prueba NO rompa la bolsa hasta que esté listo para empezar la prueba.

Ventajas

Presición: Cumple con los niveles de corte recomendados por SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration).

Autónomo: Una muestra positiva puede enviarse en el mismo frasco a un laboratorio de confirmación para análisis de cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/EM). Cada frasco tiene un tiempo de caducidad de 18 meses hasta antes de usarse e incluye una tira de temperatura para verificar la muestra, etiqueta de identificación y sello de seguridad.

Etiqueta de Privacidad: Una etiqueta de lengüeta oculta los resultados de la prueba, para que únicamente personal autorizado pueden leerlos de forma confidencial.

Nota: No interprete los resultados después de 10 minutos.

Modo de Empleo Frasco

1. Recoja la orina directamente en el frasco



2. Retire la Etiqueta después de 5 minutos



3. Interprete resultados

Una línea indica un resultado positivo (+)

Dos líneas indican un resultado negativo (-)

