



**CLEAN  
DIAGNOSTICS**  
Experiencia y calidad a su servicio

# FASTLINE VASO

Vaso de pruebas de múltiples drogas



## La alternativa de antidoping que estabas esperando.

Los Vasos de Prueba de Múltiples Drogas son un inmunoensayo basado en el principio de prueba de unión competitiva. Las drogas que pueden estar presentes en el espécimen de la orina compiten contra el conjugado de la droga por sitios de unión del anticuerpo.

### Calidad y resultados precisos al precio ideal



Permite evaluar de 2 hasta 16 drogas de forma simultánea.



Registro Sanitario COFEPRIS.  
No. 1874R2021 SSA



Resultados en 2 minutos.

### PRODUCTOS DE LÍNEA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN
2-FL-V51	Vaso Multidrogras - 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25
2-FL-V61	Vaso Multidrogras - 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	Caja con 25

[www.cdx.com.mx](http://www.cdx.com.mx)

[info@cdx.com.mx](mailto:info@cdx.com.mx)

+52 (81) 3231-0622  
+52 (81) 3231-0623

San Marcos #335 Col. Misión de San Miguel,  
Apodaca, N.L. C.P. 66648



**CLEAN  
DIAGNOSTICS**  
Experiencia y calidad a su servicio

# FASTLINE VASO

Vaso de pruebas de múltiples drogas



## Personaliza tus pruebas

**Optimiza los resultados añadiendo tiras de detección de adulteración**

Las tiras de prueba de adulteración de orina están diseñadas para ayudar en la determinación de muestras anormales.

### REACTIVOS EN TIRAS DE ADULTERACIÓN

Creatinina

pH

Oxidantes /PCC

Nitrito

Gravedad específica

Glutaraldehído

### PARÁMETROS A ELEGIR

## Elige entre 29 parámetros

Capacidad de detectar desde 1 hasta 16 tipos de drogas simultáneamente.

Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)	Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)
<b>6-MAM</b>	Heroína	10	<b>MDMA</b>	Metilendioximetanfetamina	1,000/500
<b>ACE</b>	Acetaminofén	5,000	<b>MET</b>	Metanfetamina	<b>1,000</b> /500/300
<b>AMP</b>	Anfetamina	<b>1,000</b> /500/300	<b>MOP</b>	Morfina	<b>300</b> /200/100
<b>BAR</b>	Barbitúricos	<b>300</b> /200	<b>MPD</b>	Metilfenidato	1,000/300
<b>BUP</b>	Buprenorfina	10/5	<b>MQL</b>	Metacualona	300
<b>BZO</b>	Benzodiacepinas	500/ <b>300</b> /200/100	<b>MTD</b>	Metadona	300/200
<b>COC</b>	Cocaína	<b>300</b> /200/150/100	<b>OPI</b>	Opiáceos	<b>2,000</b> /1,000
<b>COT</b>	Cotina	600/300/200	<b>OXY</b>	Oxicodona	300/100
<b>EDDP</b>	Metabolito de metadona	300/100	<b>PCP</b>	Fenciclidina	25
<b>ETG</b>	Etil Glucurónico	500	<b>PPX</b>	Propoxifeno	300
<b>FYL</b>	Fentanilo	20/10	<b>TCA</b>	Antidepresivos Tricíclicos	1,000
<b>HMO</b>	Hidromorfona	250	<b>THC</b>	Marihuana	300/200/150/ <b>50</b> /25
<b>K2</b>	Marihuana Sintética	50	<b>TML</b>	Tramadol	300/100
<b>KET</b>	Ketamina	1,000/300	<b>ZOL</b>	Zolpidem	50
<b>LSD</b>	Dietilamida de Ácido Lisérgico	50			

**Nota: Los cortes destacados son los comunmente utilizados en México.**

\*Las combinaciones personalizadas son sobre pedido y un mínimo de compra, consulte a su asesor de ventas.

[www.cdx.com.mx](http://www.cdx.com.mx)

[info@cdx.com.mx](mailto:info@cdx.com.mx)

+52 (81) 3231-0622  
+52 (81) 3231-0623

San Marcos #335 Col. Misión de San Miguel,  
Apodaca, N.L. C.P. 66648