



**CLEAN  
DIAGNOSTICS**  
Experiencia y calidad a su servicio

# Prueba de Embarazo Certum

Prueba de embarazo en Cassette y Tira

La prueba de embarazo es la mejor alternativa para laboratorios de análisis clínicos y consultorios médicos, al ofrecer un alto nivel de sensibilidad y especificidad. Además de brindar resultados de fácil interpretación en menos de 5 minutos.

La marca Certum Diagnostics con un catálogo amplio de productos para el Diagnóstico Rápido de Marcadores de Fertilidad, Enfermedades Infecciosas y Marcadores Tumorales; es la opción #1 para Clínicas, Laboratorios y Servicios de Salud Ocupacional.

Todos los productos Certum, están fabricados bajo los estándares de fabricación de dispositivos médicos ISO:13485 en plantas de manufactura registradas ante FDA.




**CERTUM**  
DIAGNOSTICS

## Ventajas

- **Método fácil de realizar.**
- **Alta especificidad y sensibilidad.**
- **Tiempo de resultados rápidos.**
- **No requiere equipo Adicional de laboratorio.**

## Modo de Empleo Cassette



1. Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de orina, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.


2. Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

## Modo de Empleo TIRA

1. Introduzca la prueba en una muestra de orina de 5 a 10 segundos.



2. Retire la prueba y colóquela en una superficie plana.



3. Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

## Características de la prueba



Método Fácil y Práctico



Resultados rápidos



Confiable



Fácil de utilizar