



**CLEAN
DIAGNOSTICS**
Experiencia y calidad a su servicio

PANEL FASTLINE

Prueba Rápida para la detección de abuso



La alternativa de antidoping que estabas esperando.

La prueba de drogas Multi-dip es un inmuno ensayo visual rápido para la detección cualitativa y presunta de cualquier combinación de drogas de abuso y metabolitos de droga en muestras de orina humana.

Calidad y resultados precisos al precio ideal



Permite evaluar de 2 hasta 16 drogas de forma simultánea.



Registro Sanitario COFEPRIS.
No. 1873R2021 SSA



Resultados 2 minutos.



Incluyen vasos recolectores para las muestras de orina.

PRODUCTOS DE LÍNEA

NOMBRE	PRESENTACIÓN
Panel de 3 Parámetros (THC/COC/MET)	Caja con 25
Panel de 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25
Panel de 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	Caja con 25
Panel de 6 Parámetros (AMP/COC/MET/OPI/THC/MPD)	Caja con 25
Panel de 7 Parámetros (AMP, BZO, COC, MET, OPI, THC, MPD)	Caja con 25

www.cdx.com.mx

info@cdx.com.mx

+52 (81) 3231-0622
+52 (81) 3231-0623

San Marcos #335 Col. Misión de San Miguel,
Apodaca, N.L. C.P. 66648



Personaliza tus pruebas

REACTIVOS EN TIRAS DE ADULTERACIÓN

Optimiza los resultados añadiendo tiras de detección de adulteración

Las tiras de prueba de adulteración de orina están diseñadas para ayudar en la determinación de muestras anormales.

Creatinina

pH

Oxidantes /PCC

Nitrito

Gravedad específica

Glutaraldehído

PARÁMETROS A ELEGIR

Elige entre 29 parámetros

Capacidad de detectar desde 1 hasta 16 tipos de drogas simultáneamente.

Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)	Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)
6-MAM	Heroína	10	MDMA	Metilendioximetanfetamina	1,000/500
ACE	Acetaminofén	5,000	MET	Metanfetamina	1,000 /500/300
AMP	Anfetamina	1,000 /500/300	MOP	Morfina	300 /200/100
BAR	Barbitúricos	300 /200	MPD	Metilfenidato	1,000/300
BUP	Buprenorfina	10/5	MQL	Metacualona	300
BZO	Benzodiazepinas	500/ 300 /200/100	MTD	Metadona	300/200
COC	Cocaína	300 /200/150/100	OPI	Opiáceos	2,000 /1,000
COT	Cotina	600/300/200	OXY	Oxicodona	300/100
EDDP	Metabolito de metadona	300/100	PCP	Fenciclidina	25
ETG	Etil Glucurónico	500	PPX	Propoxifeno	300
FYL	Fentanilo	20/10	TCA	Antidepresivos Tricíclicos	1,000
HMO	Hidromorfona	250	THC	Marihuana	300/200/150/ 50 /25
K2	Marihuana Sintética	50	TML	Tramadol	300/100
KET	Ketamina	1,000/300	ZOL	Zolpidem	50
LSD	Dietilamida de Ácido Lisérgico	50			

Nota: Los cortes destacados son los comunmente utilizados en México.

*Las combinaciones personalizadas son sobre pedido y un mínimo de compra, consulte a su asesor de ventas.