

D-Check® Frasco es un dispositivo autónomo para colección y examen de muestras de orina.

Este producto es único por su método de detección. Dado que las tiras de detección están aseguradas en el interior del frasco hermético, las cuales trabajan por medio de capilaridad, D-Check® elimina la necesidad de manejar muestras de orina.

Menos manejo significa menos riesgo de contaminación o error y MENOS TIEMPO. Solo deposite la orina en el frasco y lea los resultados. No requiere llaves ni manipulaciones en el frasco.

Cuenta con una tapa de rosca la cual la hace ser muy segura, ya que las tapas de presión suelen ajustarse de manera incorrecta y esto provoca accidentes al destapar.

Resultados en
5 minutos

Nota: No interprete los resultados después de 10 minutos.



Características

D-Check® es ideal para propósitos de pre-empleo, post-accidente, pruebas al azar, aptitud para laborar y motivo de sospecha.

Ningún producto ofrece esta facilidad de uso y diseño sencillo.

¡Compare el frasco D-Check® usted mismo!. Dado su precio y eficacia comparado con el resto de las pruebas "similares", ¿porqué tendría usted que utilizar otro método?.

Una vez que se ponga el sello de seguridad en el D-Check® frasco, las muestras positivas quedan listas para enviarse al laboratorio de confirmación. ¡Así los procesos de custodia son simplificados!.

Al realizar la prueba NO rompa la bolsa hasta que esté listo para empezar la prueba.

D-Check® puede adquirirse en diferentes combinaciones para detectar desde 4 hasta 12 drogas simultáneamente.

Anfetaminas	Nitrito/ Glutaradehido/	Alcohol
Metanfetaminas	Creatinina	Oxidantes
Cocaína	Ketamina	Buprenorfina
Marihuana	Metilfenidato	Oxicodona
Barbitúrico	ZolpidemMorfina	Acetaminofén
Opiáceo	Ácidos	Nicotina
Benzodiazepina	Clonazepam	Fentanilo
Fenciclidina	Pregabalina	Metacuolona
Propoxifeno	Mescalina	Tramadol
Metadona	Metcatinona	Mefedrona
Metilendioxiprovalerona	Zaleplón	Hidromorfona
Metabolito de Metadona	Trazodona	Marihuana Sintetica
Antidepresivo tricíclico	Tilidina	7-Amino - Clonazepam
Oxidantes / Gravedad Especifica/ pH	Éxtasis	Metabolitos de Heroína
		Glucurónido de etilo

Instrucciones



Recolección

1. Recoja la orina en el frasco y cierre la tapa.



Tiempo de espera

2. Retire la Etiqueta después de 5 minutos



1. Interprete resultados

- Una línea indica un resultado positivo (+)
- Dos líneas indican un resultado negativo(-)

Nota: No interprete los resultados después de 10 minutos.