



**CLEAN
DIAGNOSTICS**
Experiencia y calidad a su servicio

Prueba Multidrogas ProVision®

PRESENTACIÓN EN FRASCO



**La precisión y eficiencia que buscas,
ahora a un mejor precio**

Los frascos para prueba de drogas utilizan un inmunoensayo por competencia, donde las sustancias presentes en la orina compiten con un conjugado por unirse a anticuerpos, permitiendo así su detección.



Permite evaluar de 2 hasta 18 drogas de forma simultánea.



Registro Sanitario COFEPRIS.
No. 1874R2021 SSA



Resultados en 1 minuto.

Productos de línea

Nombre	Presentación
Frasco Multidrogas - 4 Parámetros (AMP/COC/THC/MET)	Caja con 25
Frasco Multidrogas - 5 Parámetros (AMP/COC/MET/OPI/THC)	Caja con 25
Frasco Multidrogas - 6 Parámetros (AMP/BZD/COC/MET/OPI/THC)	Caja con 25
Frasco Multidrogas - 7 Parámetros (AMP/BZD/COC/MET/OPI/THC/MPD)	Caja con 25
Frasco Multidrogas - 9 Parámetros (AMP/BZD/COC/MET/OPI/THC/MPD/FYL/ETG)	Caja con 25



CLEAN
DIAGNOSTICS
Experiencia y calidad a su servicio

Prueba Multidrogas ProVision®

PRESENTACIÓN EN FRASCO

Reactivos en Tiras de Adulteración

Optimiza los resultados añadiendo tiras de detección de adulteración

Las tiras de prueba de adulteración de orina están diseñadas para ayudar en la determinación de muestras anormales.

Creatinina

pH

Oxidantes /PCC

Nitrito

Gravedad específica

Glutaraldehído

Reactivos en Tiras de Adulteración

Elige entre 29 parámetros

Capacidad de detectar desde 2 hasta 18 tipos de drogas simultáneamente.

Parametro	Droga	Corte (ng/mL)
6-MAM	Heroína	10
ACE	Acetaminofén	5,000
AMP	Anfetamina	1,000/500/300
BAR	Barbitúricos	300/200
BUP	Buprenorfina	10/5
BZO	Benzodiacepinas	500/300/200/100
COC	Cocaína	300/200/150/100
COT	Cotina	600/300/200
EDDP	Metabolito de metadona	300/100
ETG	Etil Glucurónido	500
FYL	Fentanilo	20/10
HMO	Hidromorfona	250
K2	Marihuana Sintética	50
KET	Ketamina	1,000/300
LSD	Dietilamida de Ácido Lisérgico	50

Parametro	Droga	Corte (ng/mL)
MDMA	Metilendioxi metanfetamina	1,000/500
MET	Metanfetamina	1,000/500/300
MOP	Morfina	300/200/100
MPD	Metilfenidato	1,000/300
MQL	Metacualona	300
MTD	Metadona	300/200
OXY	Opiáceos	2,000/1,000
PCP	Oxicodona	300/100
PPX	Fenciclidina	25
TCA	Propoxifeno	300
THC	Antidepresivos Tricíclicos	1,000
TML	Marihuana	300/200/150/50/25
OPI	Tramadol	300/100
ZOL	Zolpidem	50

Nota: Los cortes destacados son los comunmente utilizados en México.