



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

PRECISIÓN Y CONFIABILIDAD PARA TU SEGURIDAD LABORAL



Índice

Resultados rápidos y precisos para decisiones inmediatas.

Evita riesgos en el trabajo con nuestras pruebas toxicológicas y alcoholímetros de alta precisión.



01. Pruebas Toxicológicas

02. Alcoholímetros

03. Diagnóstico Portátil

Productos de línea

Obtén **tranquilidad y rendimiento óptimo** de tus colaboradores con nuestras **Pruebas Toxicológicas, Calibración de Alcoholímetros, Alcoholímetros** de la más alta calidad y precisión.

01. Pruebas Toxicológicas

Certum Tarjeta.....	4
Simple Cup – Certum.....	4
Split Screen Cup - Certum....	4
Certum Droga En Saliva	5
Provision Frasco.....	5
Fastline Tarjeta.....	5
One Second Tarjeta.....	6
D-Check Droga En Saliva.....	6
D-Check Frasco.....	6
D-Check Tarjeta.....	7
D-Check Tiras Reactivas.....	7

02. Alcoholímetros

Iblow10.....	9
Iblow10 Pro.....	9
Al7000 Premium.....	9
Lifeloc FC5.....	10
Al6000 Prestige.....	10

Alcoscan EBS-010.....	10
Alcopatrol.....	11
Alcopatrol AP035 Pro.....	11
Alcoscan ALP-1	11
Alcotorch V6.....	12
Certum Tira Alcohol En Saliva	12

03. Diagnóstico Portátil

Accu-Chek Active.....	14
Accu-Chek Instant.....	14
Accu-Chek Accutrend Plus...	14
On Call Plus.....	15
Medidor De Lipidos Mission	15
Prueba De Embarazo Certum	15

Antidoping

Sistemas de detección desarrollados para **fortalecer la prevención y el control** en distintos entornos.

Pruebas confiables, ágiles y profesionales para apoyar procesos de seguridad y cumplimiento.



Pruebas Toxicológicas



CERTUM TARJETA

Este método en tarjeta no solo resulta económicamente eficiente, sino también altamente confiable para la detección del consumo de drogas a través de muestras de orina.

Nuestras pruebas se destacan por su máxima confiabilidad, entrega de resultados rápidos y por ser consideradas como el método más práctico actualmente disponible en el mercado.

Disponible en presentaciones de 2 a 12 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 1646R2022 SSA



SIMPLE CUP - CERTUM

Este innovador método de prueba permite obtener resultados en menos de 5 minutos, eliminando la complejidad de cualquier paso adicional.

Su diseño integral proporciona una herramienta conveniente y eficaz para la identificación de múltiples sustancias, garantizando así una detección precisa y sin complicaciones.

Con el Certum Simple Cup, la rapidez y la simplicidad se combinan para ofrecer un proceso eficiente y fácil de implementar.

Disponible en presentaciones de 3, 5, 6, 7, 10 y 11 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 0277R2018 SSA



SPLIT SCREEN CUP - CERTUM

El frasco de detección múltiple Split Screen Cup es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina.

Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, este frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier opción.

Disponible en presentaciones de 3, 5, 6, 7, 8 y 10 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 0277R2018 SSA



CERTUM DROGA EN SALIVA

Una prueba rápida para la detección simultánea cualitativa de múltiples drogas, metabolitos de drogas y alcohol en el fluido oral humano.

Es una alternativa práctica y conveniente para muchas situaciones en las que las posibilidades de tomar una muestra de orina se ven limitadas.

Uso para profesionales de la salud en puntos de sitios de atención. Inmunoensayo para uso diagnóstico in vitro.

Disponible en presentaciones de 5, 6, 7 y 16 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 0995R2023 SSA



PROVISION FRASCO

Los Vasos de Prueba de Múltiples Drogas son un inmunoensayo basado en el principio de prueba de unión competitiva.

Las drogas que pueden estar presentes en el espécimen de la orina compiten contra el conjugado de la droga por sitios de unión del anticuerpo.

Disponible en presentaciones de 4, 5, 6, 7 y 9 parámetros por frasco.

Registro sanitario: 1874R2021 SSA



FASTLINE TARJETA

Calidad y resultados precisos al precio ideal, la Tarjeta de Múltiples Drogas es un inmunoensayo basado en el principio de prueba de unión competitiva.

Las drogas que pueden estar presentes en el espécimen de la orina compiten contra el conjugado de la droga por sitios de unión del anticuerpo.

Disponible en presentaciones de 3, 5, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 parámetros por tarjeta.

Registro sanitario: 1873R2021 SSA



ONE SECOND TARJETA

One Second Technology Una tecnología única en el mercado, con absorción en 1 segundo y resultados certeros en menos de 5 minutos.

Cartucho Sellado: A diferencia del resto la prueba puede ser completamente sumergida en la muestra sin afectar las tiras reactivas.

Disponible en presentaciones de 3 a 7 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 2720R2018 SSA



DCHECK DROGA EN SALIVA

Inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva.

Las drogas que pueden estar presentes en la muestra de saliva compiten contra sus respectivos conjugados farmacológicos para los sitios de unión en su anticuerpo específico.

Disponible en presentaciones de 6 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 1070R2021 SSA



D-CHECK FRASCO

D-Check Frasco es un dispositivo autónomo para colección y examen de muestras de orina.

Este producto es único por su método de detección. Dado que las tiras de detección están aseguradas en el interior del frasco hermético, las cuales trabajan por medio de capilaridad, eliminando la necesidad de manejar muestras de orina.

Menos manejo significa menos riesgo de contaminación o error y menos tiempo. Solo deposite la orina en el frasco y lea los resultados. No requiere llaves ni manipulaciones en el frasco.

Disponible en presentaciones de 4 a 6 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 0416R2017 SSA

Precisión y confiabilidad para tu seguridad laboral

El consumo de drogas puede afectar la capacidad de los empleados para realizar sus tareas de manera segura. El uso de **Pruebas Toxicológicas** ayuda a prevenir accidentes y lesiones en el lugar de trabajo, lo que es fundamental para la seguridad de los trabajadores.




D-CHECK TARJETA

Las tarjetas D-Check son inmunoensayos cromatográficos rápidos para la detección cualitativa y simultánea de una a catorce drogas ofreciendo resultados rápidos y confiables.

Entre las drogas que se pueden detectar se encuentran las siguientes: Anfetaminas (AMP), Barbitúricos (BAR), Benzodiazepinas (BZD), Cocaína (COC), Metanfetaminas (MET), Metadona (MTD), Metilfenidato (MPD), Opiáceos (OPI), Fenciclidina (PCP) y Marihuana (THC)

Disponible en presentaciones de 3 a 7 parámetros por prueba.

Registro sanitario: 0269R2017 SSA



D-CHECK TIRAS REACTIVAS

D-Check Tiras detecta cualquiera de las siguientes sustancias dentro de los niveles de detección de NIDA (National Institute on Drug Abuse): Anfetaminas, Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Metanfetaminas, Benzodiazepinas, Barbitúricos, Fenciclidina, Metilfenidato.

Elige entre 9 parámetros.

Registro sanitario: 0269R2017 SSA

Alcoholímetros

Soluciones de detección rápidas y confiables para el monitoreo de alcohol en aliento.

Equipos diseñados para brindar precisión, practicidad y seguridad en entornos personales, empresariales e institucionales.



Alcoholímetros



IBLOW10

- Ofrece un sensor de combustible avanzado, que proporciona una mayor estabilidad, fidelidad, precisión y máxima durabilidad.
- En el modo continuo, el iBlow 10 puede probar hasta 12 personas en un minuto, alcanzando así, ser el alcoholímetro más rápido del mercado.
- Nueva extensión ideal para realizar pruebas a distancia. Con esta nueva herramienta evite el riesgo de contagios así como la ventaja de realizar pruebas a más de 1.20 m de distancia.
- No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 1 año, (Lo que suceda primero). LED'S indican resultados visibles.



IBLOW10 PRO

- Cuenta con tecnología "SuraCell" sensor de combustible avanzado, que proporciona una mayor estabilidad, fidelidad, precisión y máxima durabilidad.
- No requiere calibración hasta llegar a 15,000 muestras o 1 año, (Lo que suceda primero). LED'S indican resultados visibles.
- Conexión con la App i-SOBER para evidenciar la imagen, ubicación, datos y registro de la prueba realizada.
- Pantalla de LCD - TFT a Color
- Nuevo embudo para pruebas laterales.
- En el modo continuo, el iBlow 10 puede probar hasta 12 personas en un minuto, alcanzando así, ser el alcoholímetro más rápido del mercado.
- Nueva Batería de litio recargable.



AL7000 PREMIUM

- Cambio de Sensor: El cambio de sensor es una solución ideal para todos los usuarios, especialmente clínicas, oficiales de campo, o centros de trabajo. De esta manera, siempre podrán tener su alcoholímetro listo para realizar exámenes de alcohol altamente precisos.
- **Pantalla LCD:** Pantalla LCD iluminada en rojo que lo vuelve ideal para trabajos nocturnos brindando mejor visibilidad de los resultados en lugares con poca iluminación.
- Los sensores del AL7000 Premium son económicos, fáciles de cambiar y se encuentran disponibles para entrega inmediata.
- **Sensores Pre-calibrados:** Los usuarios pueden cambiar el sensor por uno ya pre-calibrado de fábrica y así eliminar el riesgo de quedarse sin su alcoholímetro mientras se le da mantenimiento.

LIFELOC FC5



- **Fácil de Usar:** Fácil de interpretar los iconos e indicadores de nivel de batería. Modo de niveles variables para un muestreo más preciso y modo especial abrir contenedor para bebidas y derrames. Muestra la curva de alcohol mientras que proporciona instrucciones para asegurarse de tomar la prueba adecuada.
- **Innovación del Producto:** Sensor de Presión (la prueba no se desempeña hasta que el sujeto sopla. No requiere boquillas. Está fabricado en E.E.U.U.
- **Instrumento de Precisión:** Respuesta inmediata en negativos y <10 segundos en positivos. Recuperación inmediata en negativos y <30 segundos en positivos. El mejor alcoholímetro de su clase en temperatura de operación.
- **Enfocado al Mercado:** Diseñado para los lugares de trabajo de seguridad sensibles, las correccionales, escuelas y aplicación de la ley no regulados por la Secretaría de Transportes.
- Fácil de transportar a cualquier lugar, además de cumplir con todos los estándares de prueba de caída IEC 68-2-32, Normas de ensayo de choque, IEC 68-2-27, IEC 68-2-29 y las normas de Vibración IEC 68-2-6.

AL6000 PRESTIGE



- **Cambio de Sensor:** El cambio de sensor es una solución ideal para todos los usuarios, especialmente clínicas, oficiales de campo, o centros de trabajo. De esta manera, siempre podrán tener su alcoholímetro listo para realizar exámenes de alcohol altamente precisos.
- **Pantalla LCD:** Pantalla LCD iluminada en rojo que lo vuelve ideal para trabajos nocturnos brindando mejor visibilidad de los resultados en lugares con poca iluminación.
- **Económico:** Los sensores del AL6000 Prestige son económicos, fáciles de cambiar y se encuentran disponibles para entrega inmediata.
- **Sensores Pre-calibrados:** Los usuarios pueden cambiar el sensor por uno ya pre-calibrado de fábrica y así eliminar el riesgo de quedarse sin su alcoholímetro mientras se le da mantenimiento.

ALCOSCAN EBS-010



- Tecnología sensor celda de combustible altamente específica al alcohol, fácil de reemplazar.
- Brinda resultados hasta de 600 exámenes por hora.
- El Alcoscan EBS-010 No requiere boquillas.
- Precisión: +/-0.001%BAC a 0.050%BAC.
- Equipo ideal para utilizarse en los centros de trabajo.
- Se puede instalar para permitir o impedir la apertura de puertas, rejas, torniquetes, barreras vehiculares y otros sitios de entrada/salida.



ALCOPATROL

- Resultados Cualitativos y Cuantitativos.
- Hasta 5,000 pruebas por carga de batería.
- Requiere calibración una vez por año.
- **Permite 2 diferentes modos de prueba:** Activo y Pasivo.
- Realiza hasta 12 Pruebas por minuto.



ALCOPATROL AP035 PRO

- Resultados Cualitativos y Cuantitativos.
- Hasta 5,000 pruebas por carga de batería.
- Requiere calibración una vez por año sin límite de pruebas.
- Permite 2 diferentes modos de prueba: Activo y Pasivo.
- Realiza hasta 12 Pruebas por minuto.
- El equipo cuenta con cámara integrada.



ALCOSCAN ALP-1

- Requiere calibración a los 6 meses o 5000 pruebas realizadas.
- Sensor de presión que evita cualquier intento de manipulación y brinda resultados más precisos al hacer un análisis oportuno.
- Permite 3 diferentes modos de prueba: Normal, Rápido y Pasivo.
- Cuenta con memoria interna para almacenaje de hasta 500 pruebas.
- Descarga de pruebas a PC, mediante software y Cable USB incluido.

¿Tu alcoholímetro sigue siendo confiable?

Con el uso continuo, los alcoholímetros pueden perder precisión. Esto puede generar lecturas incorrectas, afectar tus procesos operativos y comprometer la seguridad.

En **Clean Diagnostics** contamos con un centro de servicio especializado en alcoholimetría. Nuestro equipo técnico está capacitado para diagnosticar, calibrar y dar mantenimiento a tus equipos con los más altos estándares.

ALCOTORCH V6



- **Tecnología de detección:** Utiliza tecnología de celda de combustible electroquímica, que es reconocida por su precisión y confiabilidad en la detección de alcohol.
- **Rango de detección:** Puede medir concentraciones de alcohol en un amplio rango, desde 0.000 mg/L hasta 4.000 mg/L (equivalente a 0.000% a 4.000% BrAC), lo que permite una detección precisa en diferentes niveles de intoxicación.
- **Pantalla y resultados:** Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada que muestra los resultados de las pruebas de manera clara y fácilmente legible. Los resultados se muestran en unidades de medida como mg/L o %BrAC.
- **Tiempo de respuesta rápido:** Proporciona resultados en tan solo unos segundos, lo que permite una evaluación rápida y eficiente.
- **Calibración y mantenimiento:** El Alcoholímetro Profesional Alcotorch V6 se puede calibrar y mantener fácilmente para asegurar su precisión a lo largo del tiempo. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para calibrar y mantener el dispositivo correctamente.
- **Diseño portátil y duradero:** Es compacto, ligero y fácil de transportar. Además, está diseñado para ser resistente y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos profesionales.

CERTUM TIRA ALCOHOL EN SALIVA



- Tira reactiva rápida y fácil de usar para comprobar el nivel de alcohol en la saliva
- Resultados en solo 2 minutos
- La tabla de colores proporciona concentraciones relativas aproximadas de alcohol en sangre (BAC) de 0,02% a 0,30%
- No requiere instrumentación
- La prueba de alcohol en saliva evita la recolección de orina
- Permite pruebas rápidas de alcohol in situ
- Cada tira de prueba está envuelta individualmente en papel de aluminio.
- La tira de prueba de alcohol en saliva CERTUM tiene la marca CE para la venta en la Unión Europea
- Económica – Con una única tira tiene una excelente relación costo/beneficio y efectividad con una pequeña muestra.
- No requiere equipo Adicional

Diagnóstico Portátil

Tecnología práctica y eficiente para realizar pruebas y monitoreos de forma rápida desde cualquier lugar.

Herramientas diseñadas para facilitar el control, seguimiento y toma de decisiones con resultados confiables.



Diagnóstico Portátil



ACCU-CHEK ACTIVE

- Promedios pre-prandiales y post-prandiales
- Auto Codificación
- Conectividad infra-roja
- Marcación post-prandial y pre-prandial
- Resultados rápidos
- Promedios de pruebas 7, 14, 30 días
- Dosis fuera del Medidor
- Aviso de Expiración de la tira reactiva para un resultado más confiable



ACCU-CHEK INSTANT

- Promedios pre-prandiales y post-prandiales
- Tecnología Wireless Bluetooth
- Pantalla LCD Retroiluminado
- Resultados Menos de 4 segundos
- Tipo de batería 2 pilas (CR2032)
- Tira reactiva Accu-Chek Instant
- Dispositivo de puncion Accu-Chek Softclix
- No requiere configuración, navegación con un botón



ACCU-CHEK ACCUTREND PLUS

- Equipo portátil para la determinación cuantitativa de colesterol total, triglicéridos y lactato, en sangre capilar, arterial, venosa
- Con un rango de medición de: colesterol total 150 a 300 mg/dl, triglicéridos 70 a 600 mg/dl y lactato 0.8 a 22 mg/dl
- Volumen de muestra 25 µl por cada parámetro
- Utiliza 4 baterías "AAA" no recargables
- Memoria cíclica de 100 resultados por parámetro
- Tiempo de reacción de: colesterol total 180 seg, triglicéridos 174 seg y lactato 60 segundos

Medición profesional para entornos seguros

Distribuimos dispositivos portátiles para la medición rápida y práctica.

Ideal para uso personal y para profesionales de la salud.



ON CALL PLUS

- Tecnología Biosensor / electroquímica, glucosa oxidasa
- Batería para 1,000 mediciones
- Calibración por chip de códigos
- Almacena 300 resultados con fecha y hora
- Resultados rápidos
- Detección Automática de temperatura y compensación



MEDIDOR DE LIPIDOS MISSION

- Permite realizar pruebas individuales para Colesterol, HDL y Triglicéridos, individuales o multiparamétricas.
- Resultados rápidos
- Amplia gama de hematocrito de 0 - 50%.
- Permite procesar muestras de sangre, suero y plasma.
- Permite exportar resultados a formato de excel, a través de cable USB, mediante un software gratuito.
- Ideal para hospitales, uso en el hogar, campañas de salud pública y profesionales de la salud.



PRUEBA DE EMBARAZO CERTUM

- Resultados Rápidos
- Fácil de Utilizar
- Confiable
- Método Fácil y Práctico
- Manufactura registradas ante FDA
- Estándares de fabricación de dispositivos médicos ISO:13485

Equipo Médico

Contamos con una amplia línea de Equipo de Protección Personal, Insumos Médicos y Aparatos de Medición para empresas, industrias y profesionales de la salud.

Manejamos productos de alta calidad como:

- Camillas rígidas
- Baumanómetros
- Botiquines equipados
- Termómetros y oxímetros
- Equipo de primeros auxilios
- Material de protección y seguridad

Todo lo que necesitas para mantener tu espacio seguro, equipado y en cumplimiento.





CLEAN
DIAGNOSTICS
Experiencia y calidad a su servicio

Contáctanos



+52 (81) 2040 7194



+52 (81) 3231 0622

www.cdx.com.mx

info@cdx.com.mx

San Marcos #335 Col. Misión de San Miguel,
Apodaca, N.L. C.P. 66648

